

# currexSole RUNPRO



## ÇOK AMAÇLI KİŞİYE ÖZEL ORTOPEDİK TABANLIK

- 1 KONFOR
- 2 DESTEK
- 3 KONTROL
- 4 YASTIKLAMA
- 5 YAYLANMA
- 6 HAVALANDIRMA

Ayağın doğal şeklinde tasarlanmıştır. Her tip ayakkabı için artırılmış konforu sağlar.


Optimum ortopedik destek, ayak yorgunluğunu azaltır ve performansını artırır.

Ayakkabı ile bütünlük oluşturur, gücün yüzeye doğrudan aktarımını sağlar.

Stratejik olarak yerleştirilen yastıklama sistemleri yürüme ve koşu sırasında ayağın hassas yapısını gerilim ve basınçtan korur.

Güçlü yaylanma için enerji dönüşümünü artırır.

Yüksek teknoloji ürünü DRYTEK üç katmanlı sistem, nemi emer, koku ve yaraları azaltır.



## AYAĞINIZIN TİPİ TABANLIĞINIZIN RENGİNİ BELİRLER

### HIGH

SUPINASYON:            
NÖTR:            
PRONASYON:

### MED

SUPINASYON:            
NÖTR:            
PRONASYON:

### LOW

SUPINASYON:            
NÖTR:            
PRONASYON:

currex  
motion analysis solutions

İhracatçı ve Tasarımcı:  
Currex GmbH (Almanya)

İthalatçı ve Türkiye Distribütörü:  
REC DIŞ TİCARET LTD ŞTİ  
UpHill Towers, B-Blok, D.8, Ataşehir, İstanbul  
Tel/Fax: +90 216 688 2214  
E-mail: info@rec-trade.com

# currexSole RUNPRO

## currexSole TABANLIĞI AYAKKABINIZA GÖRE NASIL AYARLANIR

currexSole, iç tabanlığı çıkarılabilen tüm ayakkabı tiplerine en iyi şekilde uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. currexSole tabanlıkları mevcut ayakkabınızın rahatlığını sağlar, ayağın performans ve konforunu artırır.



Ayakkabınızın mevcut tabanlığını çıkartın.



Mevcut tabanlığınızı currexSole tabanlığın üzerine topuk kısımlarının tam örtülecek şekilde yerleştirin. (resimde oklarla gösterildiği gibi).



Mevcut ayakkabı tabanlığınızı currexSole tabanlığının üzerine iç kenarları tam örtülecek şekilde yerleştirin. (resimde oklarla gösterildiği gibi).



Tabanlıkların topuk ve iç kenarları tam örtüldüğünde mevcut tabanlığınızın dış kenarını currexSole tabanlığı üzerinde iz burakacak şekilde kalemle çizin.



Makas kullanarak tabanlığı kalem çizgisi üzerinden kesin.



currexSole tabanlığı topuk kısmında hiç buruşukluk olmayacak şekilde ayakkabınızın içine yerleştiriniz. Tabanlık ayakkabınızın içine tam oturmadığı zaman, topuk kısmında buruşukluk geçene kadar tabanlığı ayakkabınızın ön tarafına doğru iyice itin.

1 Dişabet ve kronik ayak ağrıları olanlar, ayağı uyuyanlar, kan dolaşımı sorunu olanlar, tabanlığı kullanmadan önce lütfen doktorunuza danışınız.